

<<便携式十四经循行及腧穴挂图>>

图书基本信息

书名：<<便携式十四经循行及腧穴挂图>>

13位ISBN编号：9787509152461

10位ISBN编号：7509152461

出版时间：2011-11

出版时间：人民军医出版社

作者：刘建桥 编

页数：16

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<便携式十四经循行及腧穴挂图>>

内容概要

《便携式十四经循行及腧穴挂图》是针灸教学和临床工作中的重要参考资料。本挂图以十四经循行为切入点，每经一图，既标示经络循行有表示穴位。全套挂图介绍了人体408个腧穴，其中包括全部十四经穴361个，常用且疗效肯定的经外奇穴47个。各腧穴的位置基本以1996年WHO公布国际标准针灸穴名为准，以确保挂图所标示的每一个腧穴位置准确无误。

<<便携式十四经循行及腧穴挂图>>

章节摘录

- 版权页：插图：ST1承泣：瞳孔直下，当眼球与眶下缘之间。
 ST2四白：瞳孔直下，当眶下孔凹陷处。
 ST3巨髎：瞳孔直下，平鼻翼下缘处。
 ST4地仓：口角外侧，上直对瞳孔。
 ST5大迎：下颌角前方，咬肌附着部的前缘，当面动脉搏动处。
 ST6颊车：在颊部，当咀嚼时咬肌隆起、按之凹陷处。
 ST7下关：在耳前方，颧弓与下颌切迹所形成的凹陷中。
 ST8头维：头侧部，当额角发际上0.5寸，头正中线旁开4.5寸。
 ST9人迎：在喉结旁，胸锁乳突肌的前缘，颈总动脉搏动处。
 ST10水突：在胸锁乳突肌前缘，当人迎与气舍连线的中点。
 ST11气舍：在胸锁乳突肌胸骨头与锁骨头之间。
 ST12缺盆：在锁骨上窝中央，距前正中线4寸。
 ST13气户：在前胸，锁骨中点下缘，距前正中线4寸。
 ST14库房：在胸部，当第1肋间隙，距前正中线4寸。
 ST15屋翳：在胸部，当第2肋间隙，距前正中线4寸。
 ST16膺窗：在胸部，当第3肋间隙，距前正中线4寸。
 sT17乳中：在胸部，乳头中央。
 ST18乳根：乳房根部，当第5肋间隙，距前正中线4寸。
 ST19不容：脐中上6寸，距前正中线2寸。
 ST20承满：脐上5寸，距前正中线2寸。
 ST21梁门：脐中上4寸，距前正中线2寸。
 ST22关门：脐中上3寸，距前正中线2寸。
 sT23太乙：脐中上2寸，距前正中线2寸。
 ST24滑肉门：脐中上1寸，距前正中线2寸。
 ST25天枢：在腹中部，距脐中2寸。
 sT26外陵：脐中下1寸，距前正中线2寸。
 ST27大巨：脐中下2寸，距前正中线2寸。
 sT28水道：脐中下3寸，距前正中线2寸。
 ST29归来：脐中下4寸，距前正中线2寸。
 ST30气冲：在腹股沟稍上方，脐下5寸，距前正中线2寸。
 sT31髀关：在大腿前面，当髌前上棘与髌底外侧端的连线上。
 ST32伏兔：当髌前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上6寸。
 5T33阴市：当髌前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上3寸。
 ST34梁丘：当髌前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上2寸。
 sT35犊鼻：屈膝，在膝部，髌骨与髌韧带外侧凹陷中。
 ST36足三里：屈膝，当犊鼻下3寸，距胫骨前缘1中指。
 ST37上巨虚：在小腿前外侧，当犊鼻下6寸，距胫骨前缘1中指。
 ST38条口：当犊鼻下8寸，距胫骨前缘1中指。
 ST39下巨虚：当犊鼻下9寸，距胫骨前缘1中指。
 ST40丰隆：外踝尖上8寸，条口外侧，距胫骨前缘2横中指。
 ST41解溪：在足背与小腿交界处横纹中央凹陷中。
 ST42冲阳：在足背最高的动脉搏动处。
 ST43陷谷：在足背，当第2、第3趾骨结合部前方凹陷处。
 ST44内庭：在足背，当第2、第3趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处。
 ST45厉兑：在足第2趾末节外侧，距指甲角0.1寸（指寸）。

<<便携式十四经循行及腧穴挂图>>

<<便携式十四经循行及腧穴挂图>>

编辑推荐

《便携式十四经循行及腧穴挂图》由人民军医出版社出版。

<<便携式十四经循行及腧穴挂图>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>